

**A467D400/PMC****DISINFETTANTE AMBIENTI 400 ml AMBRO-SOL****Caratteristiche**

Prodotto a base alcolica studiato per una rapida ed efficace azione di disinfezione di superfici di uffici, laboratori, sale d'attesa, sale riunioni e di locali in genere contro batteri, virus incapsulati e lieviti. È un trattamento efficace, completo e non invasivo, in grado di neutralizzare odori sgradevoli e disinfettare completamente gli ambienti, senza controindicazioni per i dispositivi elettrici ed elettronici come computer, stampanti, schermi, televisori, telefoni, ecc.

**DATI PRODOTTO**


|                |               |
|----------------|---------------|
| VOLUME         | 400 ml        |
| CONFEZIONE     | 12 Pezzi      |
| CODICE A BARRE | 8050038873239 |

**PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE**

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ASPETTO                                 | BOMBOLA CONTENENTE LIQUIDO SOTTO PRESSIONE (AEROSOL) |
| COLORE                                  | TRASPARENTE                                          |
| ODORE                                   | PROFUMATO DI ESSENZA (PINO)                          |
| DENSITA' RELATIVA                       | 0,61 g/ml a 20°C                                     |
| PUNTO DI INFIAMMABILITA'                | < 0°C - INFIAMMABILE                                 |
| PUNTO DI INFIAMMABILITA' BASE LIQUIDA   | < 23°C                                               |
| PRESSIONE A 20°C                        | 5,5 bar $\pm$ 0,5 bar                                |
| PUNTO EBOLLIZIONE INIZIALE BASE LIQUIDA | 78°C                                                 |

**COMPOSIZIONE****100 g di prodotto contengono:**

|                     |   |       |
|---------------------|---|-------|
| Alcool Isopropilico | g | 28,4  |
| Alcool Etilico      | g | 3,2   |
| Coformulanti q.b. a | g | 100,0 |

**MODO D'USO**

Agitare bene la bombola




Erogare uniformemente il prodotto sulla superficie da disinfettare ad una distanza di 15 cm. Non necessita di risciacquo ad eccezione di superfici che possono venire a contatto con alimenti. Utilizzabile anche per disinfettare e deodorare gli ambienti.



Tempo di contatto minimo: 1 minuto

**PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO**

REGISTRAZIONE n. 21021  
del Ministero della Salute  
Titolare dell'autorizzazione  
Ambro-Sol S.r.l.  
Via per Pavone del Mella 21  
25020 Cigole (BS) - ITALIA

**AVVERTENZE**

CONSERVARE IN UN LUOGO  
FRESCO E ASCIUTTO A  
TEMPERATURE COMPRESSE  
TRA 5°C E 40°C.

TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE  
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

**NOTE E RACCOMANDAZIONI**

SI RACCOMANDA DI AREARE L'AMBIENTE DOPO L'USO

VALIDITA': 24 MESI DALLA DATA DI PRODUZIONE (VEDI FONDO BOMBOLA)

DOPO L'USO RICHIUDERE LE BOMBOLE CON IL TAPPO.

INFO E RICICLAGGIO

**PRIMA DELL'USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO**

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.